


# GPT / ALT UV LIQUIDA

## METODO IFCC

Para la determinación "in vitro" de la Transaminasa GPT/ALT en suero o plasma



### Principio



### Reactivos

**Kit 1 x 50 ml. (Ref. 99 15 16).** Contiene:

- A. 1 x 40 ml. Disolución de enzimas. Ref. 99 51 78
- B. 1 x 10 ml. Sustrato líquido. Ref. 99 13 45

**Kit 1 x 250 ml. (Ref. 99 92 00).** Contiene:

- A. 2 x 100 ml. Disolución de enzimas. Ref. 99 92 20
- B. 1 x 50 ml. Sustrato líquido. Ref. 99 41 12

**Kit 1 x 940 ml. (Ref. 99 04 20).** Contiene:

- A. 3 x 250 ml. Disolución de enzimas. Ref. 99 04 26
- B. 1 x 190 ml. Sustrato líquido. Ref. 99 04 28

### Reactivo de trabajo

Los reactivos **A** y **B**, están listos para su uso. En caso de que se quiera trabajar como **Monorreactivo**: mezclar las cantidades deseadas, pero manteniendo la proporción 4 partes de A (Disol. de enzimas) + 1 parte de B (Sustrato líquido).

Las concentraciones en la disolución reactiva son:

Tampón Tris-HCl pH 7,8	90 mM
L-Alanina	500 mM
Ac. $\alpha$ -Cetoglutarico	17 mM
NADH	0,18 mM
LDH	$\geq 800$ U/L

Estabilizantes y conservantes

### Conservación y estabilidad

Los componentes del kit almacenados en refrigerador a 2-8°C, son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. Una vez mezclados los componentes A y B, dicha disolución monorreactiva es estable 4 semanas mantenida a 2-8°C y 3 días a temperatura ambiente ( $\leq 25^\circ\text{C}$ ), siempre al abrigo de la luz.

### Muestra

Suero o plasma con heparina o EDTA como anticoagulante. Utilizar muestras exentas de hemólisis.

Los sueros mantenidos en refrigerador a 2 - 8°C, pierden aproximadamente el 10% de actividad a los 3 días.

### Cálculos

Determinar la  $\Delta E/\text{min.}$  obtenida en cada lectura y hallar el valor medio. Las U/ L se obtienen a partir de:

#### Técnica Monorreactivo

25/30° C	37° C
$334 \text{ nm } (\Delta E / \text{min.}) \times 970 = \text{U/L}$	$(\Delta E / \text{min.}) \times 1780 = \text{U/L}$
$340 \text{ nm } (\Delta E / \text{min.}) \times 950 = \text{U/L}$	$(\Delta E / \text{min.}) \times 1745 = \text{U/L}$
$365 \text{ nm } (\Delta E / \text{min.}) \times 1765 = \text{U/L}$	$(\Delta E / \text{min.}) \times 3235 = \text{U/L}$

#### Técnica Birreactivo

25/30° C	37° C
$334 \text{ nm } (\Delta E / \text{min.}) \times 1175 = \text{U/L}$	$(\Delta E / \text{min.}) \times 2185 = \text{U/L}$
$340 \text{ nm } (\Delta E / \text{min.}) \times 1150 = \text{U/L}$	$(\Delta E / \text{min.}) \times 2140 = \text{U/L}$
$365 \text{ nm } (\Delta E / \text{min.}) \times 2130 = \text{U/L}$	$(\Delta E / \text{min.}) \times 3970 = \text{U/L}$

### Valores Normales

Temperatura	Hombres	Mujeres
25 °C	$\leq 22$ U/L	$\leq 17$ U/L
30 °C	$\leq 29$ U/L	$\leq 22$ U/L
37 °C	$\leq 40$ U/L	$\leq 31$ U/L

El método que aquí se describe es el propuesto por la Federación Internacional de Química Clínica (IFCC).

### Precaución

Contiene azida sódica ( 0,09 % ) como conservante. Manipular con precaución. La eliminación de residuos debe hacerse según la normativa legal vigente.

### Prestaciones. Características de funcionamiento.

Linealidad: Hasta  $\Delta E / \text{min.}$  de 0,160 (a 340, 334 nm) ó de 0,080 (a 365 nm). Para valores superiores se aconseja diluir la muestra 1/10 con salina (NaCl 0,9%) y repetir el ensayo. Multiplicar el resultado por 10. Las características de funcionamiento del producto dependen tanto del reactivo como del sistema de lectura manual o automático empleados. Los siguientes datos se han obtenido de forma manual:

Coefficiente de Variación en la serie: 1,76%  
Coefficiente de Variación entre series: 2,41%  
Exactitud: 98.1 de porcentaje de recuperación.

Las muestras muy activas pueden dar lugar a una reacción muy rápida con extinciones iniciales bajas, al ser consumido el NADH en el primer minuto de reacción. En este caso se deberá diluir la muestra 1/10 con salina (NaCl 0,9%), y repetir el ensayo. Multiplicar el resultado por 10.

### Control de calidad

Seriscann Normal (Ref. 99 41 48) y Seriscann Anormal (Ref. 99 46 85).

### Autoanalizadores

Adaptaciones a distintos analizadores automáticos, disponibles bajo demanda.

### Bibliografía

Bergmeyer, H.U., Scheibe, P., Wahlefeld, A.W. (1978). Clin. Chem., 24, 58 - 73.  
IFCC, (2002), Clin. Chem. Lab. Met., 40, 631-634.  
Bergmeyer, H.U., y cols. (1986). J. Clin. Chem. Clin. Biochem., 24, 497.  
Isherwood, D., (1979), Med. Lab. Sci., 36, 211-235.


# GPT / ALT UV LIQUID

## IFCC METHOD

For "in vitro" determination of Transaminase GPT/ALT in serum or plasma



### Principle



### Reagents

**Kit 1 x 50 ml. (Ref. 99 15 16).** Contents:

- A. 1 x 40 ml. Enzymes solution. Ref. 99 51 78
- B. 1 x 10 ml. Liquid substrate. Ref. 99 13 45

**Kit 1 x 250 ml. (Ref. 99 92 00).** Contents:

- A. 2 x 100 ml. Enzymes solution. Ref. 99 92 20
- B. 1 x 50 ml. Liquid substrate. Ref. 99 41 12

**Kit 1 x 940 ml. (Ref. 99 04 20).** Contents:

- A. 3 x 250 ml. Enzymes solution. Ref. 99 04 26
- B. 1 x 190 ml. Liquid substrate. Ref. 99 04 28

### Working reagent

Reagents **A** and **B** are ready-to-use. If a **Monoreagent** procedure is preferred, then the reagents must be mixed in the ratio: 4 parts of A (Enzymes solution) + 1 part of B (Liquid substrate).

The concentrations in the reagent solution are:

Tris-HCl buffer pH 7.8	90 mM
L-Alanine	500 mM
$\alpha$ -Ketoglutaric acid	17 mM
NADH	0.18 mM
LDH	$\geq 800$ U/L

Stabilizers and preservatives

### Storage and stability

The components of the kit, stored at 2-8°C, will remain stable until the expiration date stated on the label. The Monoreagent is stable for 4 weeks at 2-8°C and for 3 days at room temperature ( $\leq 25^\circ\text{C}$ ), when protected from the sunlight.

### Sample

Serum or plasma with EDTA or heparin. Samples free from hemolysis should be used. Sera kept in the refrigerator at 2-8°C loses ca. 10% of its activity after 3 days.

### Caution

Contains sodium azide (0.09 %) as preservative. Handle with care. The disposal of the residues has to be made according to legal local regulations.

### Calculations

Determine the E/min. for every reading and find the mean value. Calculate the U/L from:

#### Monoreagent procedure

25/30° C	37° C
$334 \text{ nm } (\Delta E / \text{min.}) \times 970 = \text{U/L}$	$(\Delta E / \text{min.}) \times 1780 = \text{U/L}$
$340 \text{ nm } (\Delta E / \text{min.}) \times 950 = \text{U/L}$	$(\Delta E / \text{min.}) \times 1745 = \text{U/L}$
$365 \text{ nm } (\Delta E / \text{min.}) \times 1765 = \text{U/L}$	$(\Delta E / \text{min.}) \times 3235 = \text{U/L}$

#### Bireagent procedure

25/30° C	37° C
$334 \text{ nm } (\Delta E / \text{min.}) \times 1175 = \text{U/L}$	$(\Delta E / \text{min.}) \times 2185 = \text{U/L}$
$340 \text{ nm } (\Delta E / \text{min.}) \times 1150 = \text{U/L}$	$(\Delta E / \text{min.}) \times 2140 = \text{U/L}$
$365 \text{ nm } (\Delta E / \text{min.}) \times 2130 = \text{U/L}$	$(\Delta E / \text{min.}) \times 3970 = \text{U/L}$

### Normal Values

Temperature	Men	Women
25 °C	$\leq 22$ U/L	$\leq 17$ U/L
30 °C	$\leq 29$ U/L	$\leq 22$ U/L
37 °C	$\leq 40$ U/L	$\leq 31$ U/L

The above described method is the one proposed by the International Federation of Clinical Chemistry (IFCC).

### Performance Characteristics

Linearity: Up to  $\Delta E/\text{min.}$  values of 0.160 (at 340 and 334 nm) or up to 0.080 when reading at 365 nm. For higher values it is recommended to dilute the sample 1/10 with normal saline (NaCl 0.9%) and assay it once again. Multiply the final result by 10.

The analytical performance characteristics of the product depend both of the reagent and the reading system used, manual or automatic. The following data have been obtained manually.

Intraseres Variation Coefficient: 1.76%  
Interseres Variation Coefficient: 2.41%  
Recovery: 98.1 %.

When assaying high activity samples, a very low initial absorbance can be found which is mainly due to the rapid conversion of the NADH at the early stage of the reaction. In such a case, dilute the sample with saline (NaCl 0.9%) 1/10 and assay it once again. Multiply the final result by 10.

### Quality control

Seriscann Normal (Normal Control Serum) (Ref.99 41 48) and Seriscann Anormal (Abnormal Control Serum) (Ref.99 46 85).

### Autoanalyzers

Technical bulletins for different analyzers are available upon request.

### References

Bergmeyer, H.U., Scheibe, P., Wahlefeld, A.W. (1978). Clin. Chem., 24, 58 - 73.  
IFCC, (2002), Clin. Chem. Lab. Met., 40, 631-634.  
Bergmeyer, H.U., et al. (1986). J. Clin. Chem. Clin. Biochem., 24, 497.  
Isherwood, D., (1979), Med. Lab. Sci., 36, 211-235.

Técnica Monorreactivo	25/30° C	37° C
R. de trabajo	1,0 ml	1,0 ml
Muestra	0,2 ml	0,1 ml
Mezclar y poner en marcha el cronómetro. Transferir a la cubeta de lectura y leer las absorbancias después de 1, 2, 3 min.		
Técnica Birreactivo	25/30° C	37° C
Disol. enzimas (A)	1,0 ml	1,0 ml
Muestra	0,2 ml	0,1 ml
Mezclar e incubar aprox. 1 min. Seguidamente añadir: Sustrato (B)		
Sustrato (B)	0,25 ml	0,25 ml
Mezclar y poner en marcha el cronómetro. Transferir a la cubeta de lectura y leer las absorbancias después de 1, 2, 3 min.		
<b>Lectura</b>		
Longitud de onda: Hg334 nm; 340 nm; Hg365 nm.		
Blanco: Agua.		
Cubeta: termostatzada, 1 cm de paso de luz.		

Monoreagent procedure	25/30° C	37° C
Working reagent	1.0 ml	1.0 ml
Sample	0.2 ml	0.1 ml
Mix, read the absorbance after 1 min and start the stopwatch. Read again the absorbance after 1, 2 and 3 min.		
Bireagent procedure	25/30° C	37° C
Enzymes sol. (A)	1.0 ml	1.0 ml
Sample	0.2 ml	0.1 ml
Mix, incubate for approx. 1 minute and then add: Substrate (B)		
Substrate (B)	0.25 ml	0.25 ml
Mix, read the absorbance after 1 min. and start the stopwatch. Read again the absorbance after 1, 2 and 3 min.		
<b>Reading</b>		
Wavelength: Hg 334 nm; 340 nm; Hg 365 nm.		
Blank: Water.		
Cuvette: Thermostatzed, 1 cm light-path.		




# GPT/ALT UV LIQUIDE

## MÉTHODE IFCC

Pour la détermination in vitro de la transaminase GPT/ALT dans le sérum ou le plasma

### Principe



### Réactifs

Kit 1 x 50 ml (Réf. 99 15 16). Contenu:

A. 1 x 40 ml Solution d'enzymes.

Réf. 99 51 78

B. 1 x 10 ml Substrat liquide.

Réf. 99 13 45

Kit 1 x 250 ml (Réf. 99 92 00). Contenu:

A. 2 x 100 ml Solution d'enzymes.

Réf. 99 92 20

B. 1 x 50 ml Substrat liquide.

Réf. 99 41 12

Kit 1 x 940 ml (Réf. 99 04 20). Contenu:

A. 3 x 250 ml Solution d'enzymes.

Réf. 99 04 26

B. 1 x 190 ml Substrat liquide.

Réf. 99 04 28

### Réactif de travail

Les réactifs **A** et **B** sont prêts à l'emploi. En cas d'utilisation de la technique en mode **Monoréactif**: mélanger les quantités souhaitées, mais en maintenant la proportion 4 volumes de A (solution d'enzymes) + 1 volume de B (substrat liquide).

Les concentrations dans la solution réactive sont les suivantes:

Tampon Tris-HCl pH 7,8	90 mM
L-alanine	500 mM
Acide $\alpha$ -cétoglutarique	15 mM
NADH	0,18 mM
LDH	$\geq 800$ U/l
Stabilisants et conservateurs	

### Conservation et stabilité

Conservés au réfrigérateur entre 2 et 8 °C, les composants du kit sont stables jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette. Une fois les composants A et B mélangés, cette solution monoréactive est stable pendant 5 semaines entre 2 et 8 °C et 1 semaine à température ambiante ( $\geq 25$  °C), toujours à l'abri de la lumière.

### Échantillon

Sérum ou plasma hépariné ou sur EDTA comme anticoagulant. Utiliser des échantillons exempts d'hémolyse.

Les sérums conservés au réfrigérateur entre 2 et 8 °C perdent environ 10 % d'activité au bout de 3 jours.

Technique Mode Monoréactif	25/30 °C	37 °C
R. de travail	ml	ml
Échantillon	1,0	1,0
	0,2	0,1
Mélanger puis mettre en marche le chronomètre. Transférer à la cuvette de lecture puis lire les absorbances toutes les minutes pendant 3 minutes.		
Technique Mode Biréactif	25/30 °C	37 °C
Solution d'enzymes (A)	ml	ml
Échantillon	1,0	1,0
	0,2	0,1
Mélanger et incubé pendant environ 1 minute. Ajouter ensuite:		
Substrat (B)	0,25	0,25
Mélanger puis mettre en marche le chronomètre. Transférer à la cuvette de lecture puis lire les absorbances toutes les minutes pendant 3 minutes.		
Lecture		
Longueur d'onde: Hg 334 nm, 340 nm et 365 nm		
Blanc: eau		
Cuvette: thermostatée de 1 cm de trajet optique.		

### Calculs

Déterminer la valeur  $\Delta E/\text{min}$  obtenue à chaque lecture ainsi que la valeur moyenne. Les U/l s'obtiennent à partir de:

#### Technique Mode Monoréactif

**25/30° C** **37° C**

334 nm ( $\Delta E / \text{min.}$ )x 970=U/L ( $\Delta E / \text{min.}$ )x1780=U/L

**340 nm ( $\Delta E / \text{min.}$ )x 950=U/L ( $\Delta E / \text{min.}$ )x1745=U/L**

365 nm ( $\Delta E / \text{min.}$ )x1765=U/L ( $\Delta E / \text{min.}$ )x3235=U/L

#### Technique Mode Biréactif

**25/30° C** **37° C**

334 nm ( $\Delta E / \text{min.}$ )x1175=U/L ( $\Delta E / \text{min.}$ )x2185=U/L

**340 nm ( $\Delta E / \text{min.}$ )x1150=U/L ( $\Delta E / \text{min.}$ )x2140=U/L**

365 nm ( $\Delta E / \text{min.}$ )x2130=U/L ( $\Delta E / \text{min.}$ )x3970=U/L

#### Valeurs normales

Température	Hommes	Femmes
25 °C	$\leq 22$ U/L	$\leq 17$ U/L
30 °C	$\leq 29$ U/L	$\leq 22$ U/L
37 °C	$\leq 40$ U/L	$\leq 31$ U/L

La méthode décrite ici est celle proposée par la Fédération internationale de chimie clinique (IFCC).

### Précautions d'emploi

Contient de l'azide de sodium (0,09 %) comme conservateur.

Manipuler avec précaution. L'élimination des déchets doit être effectuée conformément aux normes en vigueur.

### Fonctionnement et caractéristiques de performance du dispositif.

Linéarité: jusqu'à la valeur  $\Delta E/\text{min}$  de 0,160 (à 340 et 334 nm) ou de 0,080 (à 365 nm). Pour des valeurs supérieures, il est conseillé de diluer l'échantillon au 1/10 avec une solution saline (NaCl 0,9%) et de répéter l'essai. Multiplier le résultat par 10.

Le fonctionnement du produit dépend tant du réactif que du système de lecture manuel ou automatique utilisé. Une technique manuelle a permis d'obtenir les données suivantes:

Coefficient de variation dans la série: 1,76 %

Coefficient de variation entre les séries: 2,41 %

Exactitude: le pourcentage de récupération est de 98,1 %.

Les échantillons à très forte activité peuvent produire une réaction très rapide avec des extinctions initiales basses, car le NADH est consommé pendant la première minute de la réaction. Dans ce cas, diluer l'échantillon au 1/10 avec une solution saline (NaCl 0,9%) et répéter l'essai. Multiplier le résultat par 10.

### Contrôle de qualité

Seriscann normal (Réf. 99 41 48) et Seriscann anormal (Réf. 99 46 85).

### Analyseurs automatiques

Des adaptations à différents analyseurs automatiques sont disponibles sur demande.

### Bibliographie

Bergmeyer, H.U., Scheibe, P., Wahlefeld, A.W. (1978). Clin. Chem., 24, 58 - 73.

IFCC, (2002), Clin. Chem. Lab. Met., 40, 631-634.

Bergmeyer, H.U., et coll. (1986). J. Clin. Chem. Clin. Biochem., 24, 497.

Isherwood, D., (1979), Med. Lab. Sci., 36, 211-235.