



## AMOSTRAS <sup>(1,3,4)</sup>

### Amostras

- Soru não hemolisado de doente em jejum.
- Plasma colhido em heparina de litio não hemolisado de doente em jejum.
- Urina a acidificar (pH < 3) após colheita e depois a diluir a 1/10 com a solução salina NaCl 9 g/L antes da análise (na ausência de pré-diluição pelo automático). Para utilizadores do Selectra TouchPro, pré-diluição é realizada automaticamente. Os resultados são tomados em consideração na diluição.
- Não utilize outras amostras.

### Aviso e precauções

- De acordo com as boas praticas de laboratório, a amostragem deve ser executada antes da administração de drogas.
- Separe rapidamente os eritrócitos após a coleta.
- Não utilizar amostras visivelmente turvas ou icteríças.

### Armazenamento e estabilidade

- O plasma e o soru conservados 4 dias a temperatura ambiente, 7 dias a 2-8 °C e vários meses a -20 °C.
- As urinas acidificadas mantêm-se estáveis durante 6 meses.

## VALORES DE REFERÊNCIAS <sup>(1,4)</sup>

Soru, plasma : 2,5 - 4,5 mg/dL

0,81 - 1,45 mmol/L

Urina: 0,4 - 1,3 g/24 h

12,9 - 42,0 mmol/24 h

26,7 - 86,7 mg/dL\*

8,6 - 28,0 mmol/L\*

\* para um volume urinário de 1,5 l por 24 horas

*Observação: Recomenda-se que cada laboratório estabeleça e mantenha os seus próprios valores de referência para a população desejada. Os valores anteriores são apenas fornecidos a título indicativo*

## ☛ PROCEDIMENTO

*Comprimento de onda : 340 nm*

*Percurso óptico : 1 cm*

*Relação amostra/reagente : 1:100*

*Temperatura: 37 °C*

*Ver comparando com o branco de reagente*

	CALIBRAÇÃO	DOSAGEM
Reagente R	1 000 µL	1 000 µL
Padrão	10 µL	-
Amostra	-	10 µL

*Misturar e ler as absorvâncias (A) após 5 minutos.*

*Procedimento automático*

Estes reagentes podem ser utilizados em vários analisadores automáticos. Para os analisadores ELITech Selectra, as aplicações validadas estão disponíveis mediante solicitação.

Com o Selectra TouchPro, utilize a aplicação incluída no código de barras disponível no final desde folheto

**CÁLCULO**

$\frac{A_{Amostra}}{A_{Padrão}} \times n \quad n = \text{concentração do padrão}$

Para a dosagem do fósforo nas urinas, ter em conta o fator de diluição.

**Fator de conversão:** mg/dL x 0,3229 = mmol/L

**CALIBRAÇÃO**

Padrão Phosphorus é rastreável para o Norma de Referência de Material NIST SRM 3139a.

**Frequência de calibração :** A frequência de calibração é especifica a cada equipamento (consultar § DESEMPENHO).

**CONTROLE DE QUALIDADE**

Para verificar a exatidão dos resultados, os soros controle, tal como ELITROL I e ELITROL II devem ser usados. Esses controles devem ser realizados e validados antes das amostras dos pacientes serem testadas. A frequência do controle deve ser efetuada, pelo menos, uma vez por dia, após cada calibração e deve ser adaptada aos procedimentos de controle de qualidade de cada laboratório e aos requisitos regulamentares. Os resultados devem estar dentro dos limites definidos. Se os valores se estiverem fora dos limites definidos, cada laboratório deve tomar as devidas medidas corretivas. Os controles de qualidade devem ser utilizados de acordo com os procedimentos habituais.

**TRATAMENTO DOS RESÍDUOS**

Todos os resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências locais de regulamentação local, estadual e federal.

**DESEMPENHO a 37 °C no ELITech Clinical Systems Selectra ProM**

**- Precisão de medição**

Determinado de acordo com o protocolo CLSI EP6-A<sup>(5)</sup>

a) *Soru plasma*

A faixa de medição é 2,0 a 20,0 mg/dL (0,65 a 6,46 mmol/L).

☛ *b) Urina*

A precisão de medição é de 10,0 a 200,0 mg/dL (3,2 a 64,6 mmol/L).

As amostras com maiores concentrações devem ser diluídas 1:5 com solução de NaCl 9 g/L e ensaiado novamente.

Este procedimento estende a precisão de medição até 1000,0 mg/dL (322,9 mmol/L).

Para utilizadores do Selectra TouchPro, a função de «diluir» realiza a diluição do amostras automaticamente. Os resultados são tomados em consideração na diluição.

**- Limite de deteção (LoD) e limite de quantificação (LoQ)**

Determinado de acordo com o protocolo CLSI EP17-A<sup>(6)</sup>

a) *Soru plasma*

LoD = 0,12 mg/dL (0,04 mmol/L)

LoQ = 1,00 mg/dL (0,32 mmol/L)

b) *Urina*

LoD = 0,2 mg/dL (0,1 mmol/L)

LoQ = 10,0 mg/dL (3,2 mmol/L)

**- Precisão**

Determinado de acordo com o protocolo CLSI EP5-A2 <sup>(7)</sup>.

a) *Soru plasma*

	n	Média	Intra-série	Total	
<b>Nível baixo</b>	80	2,39	0,77	0,6	2,1
<b>Nível médio</b>	80	4,77	1,54	0,4	2,3
<b>Nível elevado</b>	80	9,02	2,91	0,7	2,3

b) *Urina*

	n	mg/dL	mmol/L	Intra-série	Total
<b>Nível baixo</b>	80	25,2	8,1	1,0	2,0
<b>Nível médio</b>	80	72,5	23,4	0,6	1,0
<b>Nível elevado</b>	80	144,2	46,6	0,5	1,2

**- Correlação**

a) *Soru plasma*

Um estudo comparativo foi realizado entre um ELITech Clinical Systems Selectra ProM e outro sistema de um equipamento aprovado pela FDA (método molibdato-UV) em 100 amostras de soros humanos e de acordo com o protocolo CLSI EP9-A2<sup>(8)</sup>.

Os valores repariram-se entre 2,01 e 18,82 mg/dL (0,65 e 6,08 mmol/L).

Os parâmetros da linha de regressão são os seguintes : Coeficiente de correlação : (r) = 0,999

Linha de regressão:  $y = 1,004x + 0,05$  mg/dL (0,02 mmol/L)

b) *Urina*

Um estudo comparativo foi realizado entre um ELITech Clinical Systems Selectra ProM e outro sistema de um equipamento aprovado pela FDA (método molibdato-UV) em 52 amostras de urina e de acordo com o protocolo CLSI EP9-A2<sup>(8)</sup>.

Os valores repariram-se entre 10,2 e 182,3 mg/dL (3,3 e 58,9 mmol/L).

Os parâmetros da linha de regressão são os seguintes : Coeficiente de correlação : (r) = 0,999

Linha de regressão:  $y = 0,883x - 0,3$  mg/dL (0,1 mmol/L)

**- Limitações/Interferências**

- Não relatam resultados fora do alcance útil.

a) *Soru plasma*

- Foram realizados testes para determinar o nível de interferência de diferentes compostos segundo as recomendações de protocolo do CLSI EP7-A2<sup>(9)</sup> e recomendações da SFBC<sup>(10)</sup>.

Recuperação dentro de ± 10% do valor inicial de concentração de fósforo de 2,17 e 4,65 mg/dL.

**Bilirrubina não conjugada:** Nenhuma interferência significativa até 15 mg/dL (257 µmol/L).

**Bilirrubina conjugada:** Nenhuma interferência significativa até 3,0 mg/dL (50 µmol/L).

**Glucose :** Nenhuma interferência significativa até 528 mg/dL (29,31 mmol/L).

**Triglicéridos :** Nenhuma interferência significativa até 729 mg/dL (8,24 mmol/L).

**Turvação :** A interferência ocorre em todos os níveis de Intralpid®.

**Hemoglobina:** Nenhuma interferência significativa até 50 mg/dL.

**Ácido ascórbico:** Nenhuma interferência significativa até 20,0 mg/dL.

**Metildopa :** Nenhuma interferência significativa até 1 mg/dL.

- Em casos muito raros, as gamopatias monoclonais (mieloma múltiplo), em particular, tipo IgM (macroglobulinemia de Waldenström) podem causar resultados não confiáveis.<sup>(11)</sup>

- Muitas outras substâncias e drogas podem interferir. Alguns deles estão referenciados em análises publicadas por Young.<sup>(12-13)</sup>

- Os resultados deste teste só devem ser interpretados em conjunto com outros resultados de testes de diagnóstico, que constem no historico médico e clínico do paciente.

a) *Soru plasma*

b) *Urina*

- Foram realizados testes para determinar o nível de interferência de diferentes compostos segundo as recomendações de protocolo do CLSI EP7-A2<sup>(9)</sup>.

Recuperação dentro de ± 10% do valor inicial de concentração de fósforo de 25 e 150 mg/dL.

**Bilirrubina conjugada:** Nenhuma interferência significativa até 22,1 mg/dL (378 µmol/L).

**Hemoglobina:** Nenhuma interferência significativa até 500 mg/dL.

**Ácido úrico :** Nenhuma interferência significativa até 120 mg/dL (38,7 mmol/L).

**Úrea :** Nenhuma interferência significativa até 6000 mg/dL (999 mmol/L).

**Ácido ascórbico:** Nenhuma interferência significativa até 20 mg/dL.

- Muitas outras substâncias e drogas podem interferir. Alguns deles estão referenciados em análises publicadas por Young.<sup>(12-13)</sup>

- Os resultados deste teste só devem ser interpretados em conjunto com outros resultados de testes de diagnóstico, que constem no historico médico e clínico do paciente.

**- Estabilidade a bordo / frequência de calibração**

**Estabilidade a bordo:** 28 dias

**Frequência de calibração:** 28 dias

Uma nova calibração deve ser efetuada após cada mudança de lote de reagente, quando os resultados do(s) controle(s) de qualidade estiverem fora do intervalo estabelecido e após uma operação de manutenção.

☛ *Estes desempenhos foram obtidos utilizando o analisador ELITech Selectra ProM. Os resultados podem variar se um instrumento diferente ou um procedimento manual for usado.*

*Os desempenhos de aplicações não validados pela ELITech não são garantidos e devem ser definidos pelo usuário.*

## BIBLIOGRAPHIE/BIBLIOGRAPHY

### BIBLIOGRAFÍA/BIBLIOGRAFIA

1. Endres, D.B., Rude, R.K., *Disorders of bone. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry*, 6<sup>th</sup> Ed., Burtis, C.A. and Ashwood, E.R. (W.B. Saunders eds. Philadelphia USA), (2008), 711.

2. Daly J.A., Ertingshausen G., *Direct method for determining inorganic phosphorus in serum with the Centrifchem. Clin. Chem.*, (1972), **18**, 263.

3. Itani, O., Tsang, R.C., *Bone disease. Clinical Chemistry: Theory Analysis. Correlation*, 5<sup>th</sup> Ed., Kaplan, L.A. Pesce, (Mosby Inc. eds St Louis USA), (2010), 614 and appendix.

4. Wu, A. H. B., *Clinical guide to laboratory tests*, 4<sup>th</sup> Ed., (W.B. Saunders eds. Philadelphia USA), (2006), 852.

5. *Evaluation of the Linearity of the Measurement of Quantitative Procedures: a Statistical Approach; Approved Guideline.* CLSI (NCCLS) document EP6-A (2003), **23** (16).

6. *Protocols for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantification; Approved Guideline.* CLSI (NCCLS) document EP17-A (2004), **24** (34).

7. *Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods; Approved Guideline - Second Edition.* CLSI (NCCLS) document EP5-A2 (2004), **24** (25).

8. *Method Comparison and Bias estimation Using Patient Samples; Approved Guideline - Second Edition.* CLSI (NCCLS) document EP9-A2 (2002), **22** (19).

9. *Interference Testing in Clinical Chemistry ; Approved Guideline - Second Edition.* CLSI (NCCLS) document EP7-A2 (2005), **25** (27).

10. Vassault A., et al., *Ann. Biol. Clin.*, (1986), **44**, 686.

11. Berth, M. & Delanghe, J., *Protein precipitation as a possible important pitfall in the clinical chemistry analysis of blood samples containing monoclonal immunoglobulins: 2 case reports and a review of literature.* *Acta Clin. Belg.*, (2004), **59**, 263.

12. Young, D. S., *Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests*, 2<sup>nd</sup> Ed., AACCC Press, (1997).

13. Young, D. S., *Effects of drugs on clinical laboratory tests*, 4<sup>th</sup> Ed., AACCC Press, (1995).

## SYMBOLES/SYMBOLS/ SIMBOLOS/SIMBOLOS

Les symboles utilisés sont décrits dans la norme ISO-15223-1 hormis ceux présentés ci-dessous.

Symbols used are defined on ISO-15223-1 standard, except those presented below.

Los símbolos utilizados son descritos en la norma ISO-15223-1 a la excepción de los presentados a continuación.

Os símbolos utilizados são definidos na norma ISO-15223-1, exceto os apresentados abaixo.

<b>CONT</b>	Contient Content Contiene Conteúdo
<b>R</b>	Réactif Reagent Reactivo Reagente
<b>Std</b>	Standard Standard Estándar Padrão
<b>CE</b>	Conformité Européenne European Conformity Conformidad Europea Conformidade Europeia



PIT-PHOS-4-v20 (01/2019)

## Français - FR

Code technique : TD

### ☛USAGE PRÉVU

ELITech Clinical Systems PHOSPHORUS est un réactif de diagnostic *in vitro*, destiné au dosage quantitatif du phosphore inorganique dans les échantillons de sérum, de plasma et d'urine humains.

### SIGNIFICATION CLINIQUE <sup>(1,4)</sup>

Parmi la totalité du phosphore contenu dans l'organisme, 80 à 85 % est retrouvé dans le squelette. Le reste est essentiellement présent sous forme de phosphate inorganique. Il existe habituellement une relation réciproque entre le calcium et le phosphate dans le sérum. Une augmentation de l'un des composants s'accompagne habituellement d'une diminution de l'autre. Une augmentation de phosphate sérique peut se produire dans les hyperparathyroïdoses, l'hypoparathyroïdie et l'insuffisance rénale. Une réduction des taux sériques de phosphate s'observe lors de carence en vitamine D, et dans le cas d'hyperparathyroïdie. La mesure de la phosphaturie peut être proposée comme examen complémentaire à la phosphatémie. La phosphaturie peut être augmentée lors d'une hyperparathyroïdie ou de dommages au niveau du tubule rénal (Syndrome de Fanconi), ou diminuée dans les hypoparathyroïdoses.

**Stockage et stabilité**

- Le plasma et le sérum sont stables 4 jours à température ambiante, 7 jours à 2-8 °C et plusieurs mois à -20 °C.

- Les urines acidifiées sont stables 6 mois.

## VALEURS DE RÉFÉRENCE <sup>(1,4)</sup>

Sérum, Plasma: 2,5 - 4,5 mg/dL

0,81 - 1,45 mmol/L

Urine: 0,4 - 1,3 g/24 h

12,9 - 42,0 mmol/24 h

26,7 - 86,7 mg/dL\*

8,6 - 28,0 mmol/L\*

\* pour un volume urinaire de 1,5 L par 24 heures

*Remarque : Il est recommandé à chaque laboratoire d'établir et de maintenir ses propres valeurs de référence par rapport à la population visée. Les valeurs ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif.*

## ☛PROCÉDURE

**Longueur d'onde :** 340 nm

**Trajet optique :** 1 cm

**Ratio échantillon/réactif :** 1:100

**Température:** 37 °C

*Lire contre le blanc réactif.*

## MATÉRIELS REQUIS MAIS NON FOURNIS

- CONT-0060 ELITROL I

- CONT-0160 ELITROL II

- Solution saline normale (NaCl 9 g/L).

- Equipement général de laboratoire.

- Ne pas utiliser de matériel ne figurant pas ci-dessus.

## ☛AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Ces dispositifs (réactif et standard) de diagnostic *in vitro* sont uniquement destinés aux professionnels.

- Le réactif R est classé comme dangereux :

**ATTENTION :** Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux/du visage.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

- Pour plus d'information, se référer à la fiche de données de sécurité (FDS).

- Le standard doit être immédiatement et correctement réfermé afin d'éviter toute contamination ou évaporation.

- Respecter les précautions d'usage et les bonnes pratiques de laboratoire.

- Utiliser du matériel de laboratoire propre ou à usage unique afin d'éviter toute contamination.

## STABILITÉS

**Stocker à 2-25 °C et à l'abri de la lumière. Ne pas congeler.**

Ne pas utiliser après la date d'expiration indiquée sur les étiquettes des flacons.

**Stabilité à bord :**

La stabilité à bord est spécifique à chaque automate. (Se référer au § PERFORMANCES).

## PRÉPARATION

Le réactif et le standard sont prêts à l'emploi.

## DÉTÉRIORATION DU PRODUIT

- Le produit doit être limpide. Tout trouble serait le signe d



**PRINCIPLE** <sup>(2)</sup>

Determination of inorganic phosphorus is made according to the following reaction:



**COMPOSITION**

<b>Reagent: R</b>	
Sulfuric acid	210 mmol/L
Ammonium molybdate	650 µmol/L
<b>Standard: Std</b>	
Phosphorus	5 mg/dL 1.61 mmol/L

**MATERIALS REQUIRED BUT NOT PROVIDED**

- CONT-0060 ELITROL I
- CONT-0160 ELITROL II
- Normal saline solution (NaCl 9 g/L).
- General Laboratory equipment.
- Do not use materials that are not required as indicated above.

**☛ WARNINGS AND PRECAUTIONS**

- These *in vitro* diagnostic devices (reagent and standard) are for professional use only.
- The reagent R is classified as hazardous :



**WARNING :** Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Wear protective gloves / eye protection / face protection. IF IN EYES : Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

- For more information, refer to the Safety Data Sheet (SDS).

- The standard should be immediately and tightly capped to prevent contamination and evaporation.
- Take normal precautions and adhere to good laboratory practice.

- Use clean or single use laboratory equipment only to avoid contamination.

**STABILITIES**

**Store at 2-25 °C and protect from light. Do not freeze.** Do not use after expiration dates indicated on the vial labels.

**On board stability :**

The on-board stability is specific for each analyzer. (Refer to § PERFORMANCE DATA).

**PREPARATION**

The reagent and standard are ready to use.

**PRODUCT DETERIORATION**

- The product should be clear. Cloudiness would indicate deterioration.
- Do not use the product if there is visible evidence of biological, chemical or physical deterioration.
- Do not use the product if the damages of packaging might have an effect on the product performances (leakages, pierced vial).

**SAMPLES** <sup>(1,3,4)</sup>

**Specimen**

- Serum free of hemolysis from fasting patient.
  - Lithium heparinized plasma free of hemolysis from fasting patient.
  - Urine to acidify (pH<3) after collection and to dilute at 1/10 with saline solution NaCl 9 g/L before analysis (when there is no predilution by the analyser). For users with Selectra Touch Pro software, Pre-dilution is performed automatically. Results take the dilution into account.
  - Do not use other specimens.
- Warnings and precautions**
- According to Good Laboratory Practice, sampling should be performed prior to the administration of drugs.
  - Separate from erythrocytes promptly after collection.
  - Do not use visibly turbid or icteric samples.

**Storage**

- Plasma and serum are stable 4 days at room temperature, 7 days at 2-8 °C, and several months at -20 °C.
- Acidified urines are stable for 6 months.

**REFERENCE VALUES** <sup>(1,4)</sup>

Serum, Plasma :	2.5 - 4.5 mg/dL 0.81 - 1.45 mmol/L
Urine:	0.4 - 1.3 g/24 h 12.9 - 42.0 mmol/24 h 26.7 - 86.7 mg/dL* 8.6 - 28.0 mmol/L*

\* for an urinary volume of 1.5 L per 24 hours

**Note :** The quoted range should serve as a guide only. It is recommended that each laboratory verifies this range or establishes a reference interval for the intended population.

**☛PROCEDURE**

**Manual Procedure**

**Wavelength :** 340 nm  
**Optical path :** 1 cm  
**Sample/reagent ratio :** 1:100  
**Temperature :** 37 °C  
*Read against reagent blank.*

	CALIBRATION	TEST
<b>Reagent R</b>	1 000 µL	1 000 µL
<b>Standard</b>	10 µL	-
<b>Sample</b>	-	10 µL

Mix and read the absorbances (A) after an incubation of 5 minutes.

**Automatic Procedure**

These reagents may be used in several automatic analyzers. For ELITech Selectra Analyzers, validated applications are available on request. For Selectra TouchPro software, use the application included in the barcode available at the end of this insert.

**CALCULATION**

$$\frac{(A) \text{ Sample}}{(A) \text{ Standard}} \times n \quad n = \text{standard concentration}$$

Take dilution factor into account for the calculation of phosphorus concentration in urine.

Conversion factor : mg/dL x 0.3229 = mmol/L

**CALIBRATION**

Phosphorus standard is traceable to the Standard Reference Material NIST SRM 3139a.

**Calibration frequency :** The calibration is specific for each analyzer. (Refer to § PERFORMANCE DATA).

**QUALITY CONTROL**

To check the accuracy of assays, control sera such as ELITROL I and ELITROL II should be used. These controls must be performed and validated before the patient samples are assayed. The control frequency must be at least once a day, after each calibration and should be adapted to Quality Control procedures of each laboratory and the regulatory requirements. Results should be within the defined ranges. If values fall outside of the defined ranges, each laboratory should take corrective measures. Quality control materials should be used in accordance with local guidelines.

**WASTE MANAGEMENT**

Disposal of all waste material should be in accordance with local, state and federal regulatory requirements.

**PERFORMANCE DATA at 37 °C on ELITech Clinical Systems Selectra ProM Analyzers**

**- Measuring range**  
Determined according to CLSI EP6-A protocol<sup>(5)</sup>.

**a) Serum/Plasma**  
The measuring range is from 2.0 to 20.0 mg/dL (0.65 to 6.46 mmol/L).

**☛ b) Urine**  
The measuring range is from 10.0 to 200.0 mg/dL (3.2 to 64.6 mmol/L). Samples having greater concentrations should be diluted 1:5 with NaCl 9 g/L solution and re-assayed. This procedure extends the measuring range up to 1000.0 mg/dL (322.9 mmol/L).

For Selectra TouchPro users, the «dilute» function performs the sample dilution automatically. Results take the dilution into account.

**- Limit of Detection (LoD) and Limit of Quantification (LoQ)**  
Determined according to CLSI EP17-A protocol<sup>(6)</sup>.

**a) Serum/Plasma**  
LoD = 0.12 mg/dL (0.04 mmol/L)  
LoQ = 1.00 mg/dL (0.32 mmol/L)

**b) Urine**  
LoD = 0.2 mg/dL (0.1 mmol/L)  
LoQ = 10.0 mg/dL (3.2 mmol/L)

**- Precision**  
Determined according to CLSI EP5-A2 protocol<sup>(7)</sup>.

**a) Serum/Plasma**

		Mean	Within-run	Total	
	n	mg/dL	mmol/L	CV (%)	
<b>Low level</b>	80	2.39	0.77	0.6	2.1
<b>Medium level</b>	80	4.77	1.54	0.4	2.3
<b>High level</b>	80	9.02	2.91	0.7	2.3

**b) Urine**

		Mean	Within-run	Total	
	n	mg/dL	mmol/L	CV (%)	
<b>Low level</b>	80	25.2	8.1	1.0	2.0
<b>Medium level</b>	80	72.5	23.4	0.6	1.0
<b>High level</b>	80	144.2	46.6	0.5	1.2

**- Correlation**

**a) Serum/Plasma**

A comparative study has been performed between an ELITech Clinical Systems Selectra ProM Analyzer and another FDA-approved system equipment (molybdate-UV method) on 100 human sera samples according to CLSI EP9-A2 protocol<sup>(8)</sup>. The values were between 2.01 and 18.82 mg/dL (0.65 and 6.08 mmol/L). The parameters of the linear regressions are as follows:  
Correlation coefficient : (r) = 0.999  
Linear regression: y = 1.004 x + 0.05 mg/dL (0.02 mmol/L)

**b) Urine**

A comparative study has been performed between an ELITech Clinical Systems Selectra ProM Analyzer and another FDA-approved system equipment (molybdate-UV method) on 52 urine samples according to CLSI EP9-A2 protocol<sup>(8)</sup>. The values were between 10.2 and 182.3 mg/dL (3.3 and 58.9 mmol/L). The parameters of the linear regressions are as follows:  
Correlation coefficient : (r) = 0.999  
Linear regression: y = 0.883 x - 0.3 mg/dL (0.1 mmol/L)

**- Limitations/interferences**

- Do not report results outside of the usable range.

**a) Serum plasma**

Studies have been performed to determine the level of interference from different compounds according to CLSI EP7-A2 protocol<sup>(9)</sup> and SFBC recommendations<sup>(10)</sup>. Recovery is within ±10% of initial value at phosphorus concentration of 2.17 mg/dL and 4.65 mg/dL.

**Unconjugated bilirubin:** No significant interference up to 15 mg/dL (257 µmol/L).  
**Conjugated bilirubin:** No significant interference up to 3.0 mg/dL (50 µmol/L).  
**Glucose :** No significant interference up to 528 mg/dL (29.31 mmol/L).  
**Triglycerides:** No significant interference up to 729 mg/dL (8.24 mmol/L).  
**Turbidity:** Interference occurs at all levels of Intralipid®.  
**Hemoglobin:** No significant interference up to 50 mg/dL.  
**Ascorbic acid:** No significant interference up to 20.0 mg/dL.  
**Methyl-Dopa:** No significant interference up to 1 mg/dL.

**- In very rare cases, monoclonal gammopathies (multiple myeloma), in particular IgM type (Waldenström's macroglobulinemia) can cause unreliable results.**<sup>(11)</sup>

- Many other substances and drugs may interfere. Some of them are listed in reviews published by Young.<sup>(12-13)</sup>

- The results of this assay should only be interpreted in conjunction with other diagnostic test results, clinical findings and the patient's medical history.

**b) Urine**  
Studies have been performed to determine the level of interference from different compounds according to CLSI EP7-A2 protocol<sup>(9)</sup>. Recovery is within ±10% of initial value at phosphorus concentration of 25 mg/dL and 150 mg/dL.

**Conjugated bilirubin:** No significant interference up to 22.1 mg/dL (378 µmol/L).  
**Hemoglobin:** No significant interference up to 500 mg/dL.  
**Uric acid :** No significant interference up to 120 mg/dL (38.7 mmol/L).

**Urea :** No significant interference up to 6000 mg/dL (999 mmol/L).  
**Ascorbic acid:** No significant interference up to 20 mg/dL.

- Many other substances and drugs may interfere. Some of them are listed in reviews published by Young.<sup>(12-13)</sup>

- The results of this assay should only be interpreted in conjunction with other diagnostic test results, clinical findings and the patient's medical history.

**- On board stability/Calibration frequency**  
**On Board Stability:** 28 days  
**Calibration frequency:** 28 days  
Recalibrate when reagent lots change, when quality control results fall outside the established range, and after a maintenance operation.

**☛ These performances have been obtained using ELITech Selectra ProM analyzer. Results may vary if a different instrument or a manual procedure is used. The performances of applications not validated by ELITech are not warranted and must be defined by the user.**

**Español - ES**

**☛USO PREVISTO**

ELITech Clinical Systems PHOSPHORUS es un reactivo de diagnóstico *in vitro* diseñado para la determinación cuantitativa del fósforo inorgánico en muestras de suero, plasma y orina humanas.

**SIGNIFICADO CLÍNICO** <sup>(1,4)</sup>


La mayor parte del fósforo del cuerpo humano (80 al 85 %) se localiza en los huesos. El fósforo restante es principalmente fosfato inorgánico. Usualmente, existe una relación entre el calcio y el fósforo en el suero humano. Un incremento de uno de estos componentes generalmente lleva a la disminución del otro. Una elevación del fósforo en suero puede con llevar en una intoxicación por vitamina D, hipoparatiroidismo y en fallo renal. Una disminución de fósforo en suero se produce por deficiencia de vitamina D e hiperparatiroidismo. La cuantificación de la fosfatúria puede ser propuesta como un examen complementario de la fosfatemia. La fosfatúria puede aumentar debido al hiperparatiroidismo o de daños a nivel renal (síndrome de Fanconi), o disminuir en caso de hipoparatiroidismo.

**MÉTODO** <sup>(2)</sup>

Fosfomolibdato. UV. Punto final.

**PRINCIPIO** <sup>(2)</sup>

La determinación del fósforo inorgánico se hizo de acuerdo a la siguiente reacción



**COMPOSICIÓN**

<b>Reactivo : R</b>	210 mmol/L
Ácido sulfúrico	650 µmol/L
Amonio molibdato	650 µmol/L
<b>Estándar : Std</b>	
Fósforo	5 mg/dL 1,61 mmol/L

**MATERIALES REQUERIDOS PERO NO INCLUIDOS**

- CONT-0060 ELITROL I
- CONT-0160 ELITROL II
- Solución salina normal (NaCl 9 g/L)
- Equipamiento general de laboratorio.
- No utilice materiales que no se requieren, tal como se indica anteriormente.

**☛ATENCIÓN Y PRECAUCIONES**

- Estos dispositivos (reactivo y estándar) de diagnóstico *in vitro* son solo para uso profesional.

- El reactivo R está clasificado como peligroso :



**ATENCIÓN :** Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Llevar guantes de protección / gafas de protección / máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS

OJOS : Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.  
- Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad (FDS).  
- El estándar debe cerrarse inmediatamente y correctamente para evitar contaminación y evaporación.



- Tome las precauciones normales y respete las buenas prácticas de laboratorio.
- Para evitar contaminaciones utilizar equipo nuevo o completamente limpio.

**ESTABILIDADES**

**Conservar a 2-25 °C y protegidos de la luz. No congelar.**  
No utilice después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta de los frascos.  
**Estabilidad en el equipo:**  
La estabilidad es específica para cada equipo. (Referirse al § DATOS DE RENDIMIENTO).

**PREPARACIÓN**

El reactivo y el estándar están listos para su uso.

**DETERIORACIÓN DEL PRODUCTO**

- El producto debe ser claro. Turbidez indicaría deterioro.  
- No utilice el producto si este presenta signos evidentes de deterioración biológica, química o física.  
- No utilice el producto si los daños al embalaje pudiesen tener un efecto sobre el rendimiento del producto (fugas, frasco perforado).

**MUESTRAS** <sup>(1,3,4)</sup>

- Muestras requeridas**
- Suero libre de hemólisis de pacientes en ayuno.
- Plasma heparinizado con litio libre de hemólisis de pacientes en ayuno.
- Orina acidificada (pH<3) después de su recolección y diluida 1/10 con la solución salina NaCl 9 g/L antes del análisis (cuando el equipo no haga predilución). Para los usuarios del software Selectra Touch Pro, la predilución es realizada automáticamente. Los resultados toman en cuenta la dilución.
- No utilice otras muestras.

- Advertencias y precauciones**
- De acuerdo con las buenas prácticas de laboratorio, la toma de muestra debe ser llevada a cabo antes de la administración de medicamentos.
- Separe rápidamente los eritrocitos después de la colecta.
- No utilice muestras visiblemente turbias o ictericas.
- Conservación y estabilidad**
- Plasma y suero son estables 4 días a temperatura ambiente, 7 días a 2-8 °C, y varios meses a - 20 °C.
- Orinas acidificadas son estables por 6 meses.

**VALORES DE REFERENCIA** <sup>(1,4)</sup>

Suero, plasma	2.5 - 4.5 mg/dL 0.81 - 1.45 mmol/L
Orina:	0.4 - 1.3 g/24 h 12.9 - 42.0 mmol/24 h 26.7 - 86.7 mg/dL* 8.6 - 28.0 mmol/L*

\* para un volumen de orina de 1,5 L por 24 horas

*Note : Se recomienda que cada laboratorio establezca y mantenga sus propios valores de referencia con respecto a la población destinataria. Los datos aquí proporcionados son únicamente una indicación.*

**☛PROCEDIMIENTO**

**Procedimiento manual**  
**Longitud de onda :** 340 nm  
**Trajectory óptica :** 1 cm  
**Ratio muestra/reactivo :** 1:100  
**Temperatura:** 37 °C  
*Leer contra blanco reactivo.*

	CALIBRACIÓN	PRUEBA
<b>Reactivo R</b>	1 000 µL	1 000 µL
<b>Estándar</b>	10 µL	-
<b>Muestra</b>	-	10 µL

*Mezclar y leer las absorbancias (A) después de una incubación de 5 minutos.*

**Procedimiento automático**

Estos reactivos pueden ser utilizados en varios equipos. Para los equipos ELITech Selectra, las aplicaciones validadas están disponibles sobre pedido. Para el software Selectra TouchPro, use la aplicación incluida en el código de barras disponible al final de este inserto.

**CÁLCULO**

$$\frac{A \text{ Muestra}}{A \text{ Estándar}} \times n \quad n = \text{concentración del estándar}$$

Tomar en cuenta el factor de dilución para el cálculo de la concentración de fósforo en orina.

**Factor de conversión:** mg/dL x 0,3229 = mmol/L

**CALIBRACIÓN**

El estándar de fósforo es trazable al material de referencia NIST SRM 3139a.

**Frecuencia de calibración :** la frecuencia de calibración es específica para cada equipo (referirse al § DATOS DE RENDIMIENTO).

**CONTROL DE CALIDAD**

Para asegurar la exactitud de los resultados, sueros de control tales como ELITROL I y ELITROL II deben ser utilizados. Los controles deben ser realizados y validados antes de que las muestras del paciente sean probadas. La frecuencia de control debe ser al menos una vez al día, después de cada calibración y debe ser adaptada a los procedimientos de control de calidad de cada laboratorio y las exigencias regulatorias. Los resultados deben estar dentro del rango analítico definido. Si los valores quedan fuera del rango analítico definido, cada laboratorio deberá de tomar las medidas correctivas. Los materiales de control de calidad deben ser usados conforme a las directivas locales.

**TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS**

Todos los materiales de desecho deben eliminarse de acuerdo con los requisitos reglamentarios locales, estatales y federales.

**DATOS DE RENDIMIENTO a 37 °C en equipo ELITech Clinical Systems Selectra ProM**

**- Rango analítico**  
Determinado de acuerdo al protocolo CLSI EP6-A<sup>(6)</sup>.

**a) Suero, plasma**  
El rango analítico es de 2,0 a 20,0 mg/dL (0,65 a 6,46 mmol/L).

**☛ b) Orina**  
El rango analítico se encuentra entre 10,0 y 200,0 mg/dL (3,2 a 64,6 mmol/L). Las muestras que tengan concentraciones mayores deben diluirse 1:5 con una solución de NaCl 9 g/L y volver a analizarse. Este procedimiento amplía el rango analítico hasta 1000,0 mg/dL (322,9 mmol/L).

Para los usuarios del software Selectra TouchPro, la función «diluir» realiza la dilución de las muestras automáticamente. Los resultados toman en cuenta la dilución.

**- Límite de detección (LoD), límite de Cuantificación (LoQ)**

Determinados de acuerdo al protocolo CLSI EP17-A<sup>(6)</sup>.

**a) Suero, plasma**  
LoD = 0.12 mg/dL (0.04 mmol/L)  
LoQ = 1.00 mg/dL (0.32 mmol/L)

**b) Orina**  
LoD = 0.2 mg/dL (0.1 mmol/L)  
LoQ = 10.0 mg/dL (3.2 mmol/L)

**- Precisión**  
Determinada de acuerdo al protocolo CLSI EP5-A2<sup>(7)</sup>.